

# HI-LEX Graft



## For the Good Vascular Access and Good Life...

### ハイレックスグラフト<sup>®</sup>は独自の "網 **日 構造**" によって開発された国産の人工血管です


開発コンセプト: 開存率の向上を追求

長い繊維長構造

細胞組織の侵入性

#### 独自の網目構造による"長繊維化の実現"


〈ハイレックスグラフト 断面拡大図〉



- ePTFE は連続した微細な孔を持つ多孔質構造体で基材の塊であ る節 (Node) と Node 同士を結合する繊維状に引き伸ばされた小 繊維(Fibril) で構成されます
- ハイレックスグラフトは Node を独自の網目構造として強度を 損なうことなく Fibril の長繊維化 (30  $\sim$  40  $\mu$  m) を実現しました

#### Fibril の長繊維化による "組織親和性"

〈動物実験にて4週間埋植後に摘出した当該製品を長軸方向に開いた内腔面〉



● Fibril の長繊維化の実現によって埋植された周辺組織に対して 器質化を促し開存率向上が期待されます\*

※参考文献:片見一衛,笈沼宏,金澤進一,山之内昭介,熊田敏彦: EPTFE 人工血管の器質化と繊維長との関連,人工臓器 20(2):531-534, 1991



製品コード	製品名	寸法		
		全長 (cm)	内径(mm)	壁厚(mm)
G040T20N-A	ハイレックスグラフト シンウォール	20	4	0.5
G050S20N-A	ハイレックスグラフト スタンダードウォール	20	5	0.6
G050S40N-A	ハイレックスグラフト スタンダードウォール	40		
G050S50N-A	ハイレックスグラフト スタンダードウォール	50		
G060S20N-A	ハイレックスグラフト スタンダードウォール	20	6	0.6
G060S40N-A	ハイレックスグラフト スタンダードウォール	40		
G060S50N-A	ハイレックスグラフト スタンダードウォール	50		

#### 製品規格

医療機器クラス分類 高度管理医療機器(クラスⅢ) 一般的名称 非中心循環系人工血管

販売名 ハイレックスグラフト 保険医療材料区分 人工血管・永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートなし

医療機器承認番号 20200BZZ00079000 滅菌方法 EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌

- ※使用目的または効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報に つきましては、製品の添付文書をご参照ください
- ※改良のため予告なく仕様が変更される場合がございますので、 あらかじめご了承ください



総販売元

#### 株式会社ハイレックスメディカル

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-24-3 Crobis錦糸町6階 TEL:03-6659-3428(代表) FAX:03-6659-3427 URL: https://hi-lexmedical.com/

製造販売元

株式会社ハイレックスコーポレーション

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町 1-12-28